


Tavola spinale

Art. MS-BB5OR



Caratteristiche tecniche

Realizzata in un unico blocco di polietilene ad alta densità (HDPE), presenta rinforzi nella parte inferiore costituiti da 3 barre longitudinali dello stesso materiale. Tale struttura garantisce doti di rigidità, leggerezza, galleggiamento, resistenza agli urti e alla corrosione.

La tavola spinale è adatta al recupero, trasporto e all'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni vertebrali, può essere utilizzata in situazioni di emergenza stradali, in acqua e in montagna.

Il paziente può essere assicurato alla tavola spinale tramite la cintura di immobilizzazione a ragno (optional) ed è compatibile con la maggior parte dei Fermacapo (optional) in commercio, rendendo possibile il sistema più avanzato nell'immobilizzazione spinale.

Dotata di 8 pins in plastica per il fissaggio rapido di sistemi di trattenuta con moschettoni.

Completamente RADIOTRASPARENTE, lavabile e sanificabile.

Dimensioni:

Lunghezza: cm. 183

Larghezza: cm. 45

Spessore: cm. 6

Peso: kg. 7,5

Portata: kg. 200

Confezionamento:

imballo in cartone: dim. cm. 187x47x7

Prodotto Non Sterile

Prodotto costruito e commercializzato in ottemperanza della direttiva CE 93/42 Prodotto non invasivo di classe I

- **Codice CND:** V0899