

Fermacapo universale

Art. MS-IMMO200B



Caratteristiche tecniche

Fermacapo per tavola spinale.

Realizzato con materiale espanso a cellule chiuse e ricoperto con materiale vinilico non assorbente e inattaccabile da batteri.

I due blocchi rigidi laterali di grandi dimensioni hanno fori all'altezza dell'orecchio che consentono l'accesso diretto alle orecchie del paziente per la comunicazione e la diagnosi.

I blocchi laterali rigidi si fissano saldamente alla base tramite sistema in velcro consentendo una veloce stabilizzazione del paziente. Il fermacapo grazie a questo sistema può essere rimosso e riadattato facilmente minimizzando il rischio di movimento.

Il fermacapo viene fornito completo di base da agganciare alla tavola spinale tramite cinghie di fissaggio, due blocchi rigidi di sostegno laterale e cinturini imbottiti per bloccare la fronte e il mento.

Completamente RADIOTRASPARENTE, lavabile e sanificabile.

Confezionamento:

imballo in cartone: dim. cm. 42x27xh13

- **Codice CND:** M030599
- **Repertorio:** 1162749/R

Prodotto Non Sterile

Prodotto costruito e commercializzato in ottemperanza della direttiva CE 93/42

Prodotto non invasivo di classe I