

Barella a cucchiaio in alluminio

Art. MS-SCP123 e 223



Caratteristiche Tecniche

Accuratamente progettata per manovrare delicatamente il dispositivo sotto paziente senza laminazione o sollevamento.

L'immobilizzazione del paziente nella posizione trovata, minimizza il rischio di complicare le eventuali lesioni esistenti.

La barella può essere facilmente aperta per permettere al paziente di essere passato ai raggi X. Pieghevole per una facile immagazzinamento.

- Dicisibile a metà durante l'applicazione e la rimozione.
- Caratteristiche: alluminio leggero,
- Incluso 3 cinghie regolabili per pazienti,
- Aperta - Dimensioni: 165 x 42,5 x 5
- Chiusa - Dimensioni chiuso: 49
- 1/2 "L x 3 1/2" D x regolabile a 80 "
- Capacità di carico: 204 Kg.

Versioni

- **Art. MS-SCP123** – Colore Arancio/Alluminio
- **Art. MS-SCP223** – Colore Argento/Alluminio